



## Tiedote

### Uusi verensokerimittari

### CONTOUR<sup>®</sup> USB voidaan kytkeä suoraan PC- tai Mac - tietokoneeseen

30.11.2009

Bayer Diabetes Caren CONTOUR<sup>®</sup> USB -verensokerimittari on tullut myyntiin Suomessa. Uusi mittari voidaan kytkeä suoraan PC- tai Mac -tietokoneeseen ja siihen voi tallentaa jopa 2 000 mittaustulosta.

Bayerin CONTOUR<sup>®</sup> USB -mittari on helppokäyttöinen. sillä siinä on sisäänrakennettu GLUCOFACTS<sup>™</sup> DELUXE diabeteksen seurantaohjelma ja USB -liitin. Sen käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia ovat mm:

- Selkeä **värinäyttö**, jota on helppo lukea kaikissa valaistusolosuhteissa
- **Liуска-aukon valo** lisää mittaussukavuutta vaikeissa valaistusolosuhteissa
- 500 Mb **lisämuisti** henkilökohtaisten tiedostojen säilyttämiseen
- **Suomenkielinen**, sekä viestit että virheiden kuvaukset ja ratkaisuehdotukset suomenkielisenä tekstinä koodien sijaan
- **Merkinnöillä** voi täydentää verensokerituloksia: huono olo, sairas, stressi, aktiviteetti
- Helppotajuiset **symbolit ennen ja jälkeen aterian** saaduille tuloksille sekä tulosten keskiarvot eri aikajaksoille
- **Uudelleen ladattava akkuparisto** voidaan ladata tietokoneen USB -portin kautta tai käyttämällä verkkolaturia, joka voidaan tilata lisätarvikkeena yhdessä mittarin kanssa.

Bayerin CONTOUR<sup>®</sup> USB kytketään suoraan tietokoneen USB -porttiin. Mittarissa on GLUCOFACTS<sup>™</sup> DELUXE -diabeteksenseurantaohjelma, jonka avulla verensokeritulokset ja kehityskaaret saa helposti näkyviin ruudulle.

Jatkuva ja ajantasainen tiedonhallinta on ensiarvoisen tärkeää hyvän diabeteksen seurannan kannalta. CONTOUR<sup>®</sup> USB -mittari helpottaa tietojen käsittelyä ja hallintaa – tulokset muuttuvat merkityksellisiksi oivalluksiksi, joista terveydenhoitohenkilöstön on helppo keskustella rakentavasti potilaidensa kanssa.

"Tämä on ihanteellinen verensokerimittari diabeetikoille, jotka ovat sitoutuneet pitämään diabeteksen tasapainossa, etenkin silloin, kun verensokeriarvot täytyy mitata usein", sanoo Leena Kaisla, Bayer Diabetes Caren markkinointipäällikkö. "CONTOUR<sup>®</sup> USB -mittaria käyttävät diabeetikot voivat käydä läpi tuloksensa diabeteshoitajan tai -lääkärin kanssa vastaanotolla, puhelimesta tai sähköpostitse, jolloin he voivat tarvittaessa tehdä muutoksia hoitoon. Voidaan esimerkiksi sopia toimenpiteistä HbA<sub>1c</sub>-arvojen alentamiseksi."



HbA<sub>1c</sub>-arvot kertovat verensokerin keskiarvon viimeisten kolmen kuukauden ajalta. Tulos kertoo, miten hyvin diabetes on tasapainossa. Tutkimuksissa on todettu, että verensokeriarvojen rutiininomainen seuranta voi auttaa potilaita pitämään verensokerinsa paremmin tasapainossa, mikä puolestaan johtaa alhaisempaan HbA<sub>1c</sub>-arvoon, mikä on tärkeää diabeteksen johdonmukaisen seurannan kannalta. Jopa yhden prosenttiyksikön lasku HbA<sub>1c</sub>-arvossa vähentää vakavien komplikaatioiden riskiä 40 prosentilla<sup>i</sup>. On todettu, että Bayerin WinGLUCOFACETS™ -ohjelman käyttäjien HbA<sub>1c</sub>-arvo on laskenut merkittävästi<sup>ii</sup>. Pysyvä HbA<sub>1c</sub>-arvon lasku voi johtaa kustannussäästöihin.

CONTOUR® USB -mittari perustuu Bayerin luotettuun CONTOUR-järjestelmään.

Bayerin CONTOUR® USB -mittari on saatavissa Suomessa 20.11.2009 alkaen verkkokaupasta osoitteessa [www.bayercontourusb.fi](http://www.bayercontourusb.fi) hintaan 80 €. Lisätietoja saa soittamalla Bayerin asiakaspalvelunumeroon 0800-172 227 tai käymällä verkko-osoitteessa [www.bayercontourusb.fi](http://www.bayercontourusb.fi).

#### Lisää aiheesta:

- Markkinointipäällikkö Leena Kaisla, Bayer Oy, [leena.kaisla@bayer.fi](mailto:leena.kaisla@bayer.fi) tai puh. 020 785 8258

#### Bayer Diabetes Care

Bayer Diabetes Care on johtava diabeteksen seurantatuotteiden valmistaja, joka tarjoaa tukea asiakkaille sadassa maassa. Yli 40 vuotta yritys on toiminut alansa tuotekehittelyn suunnannäyttäjänä. Bayer toi ensimmäisenä markkinoille kannettavan verensokerimittarin ja -liuskat, uudisti HbA<sub>1c</sub>-määrittelyksen (glykolysoitunut hemoglobiini) ja oli ensimmäinen, joka tarjosi tuoteperheitä verensokerin mittaamiseen (CONTOUR® ja BREEZE®2). Jotkin Bayerin verensokerimittareiden ominaisuudet, kuten Bayerin Ei Koodausta -tekniikka ja se, että maltoosi ja galaktoosi eivät häiritse reaktiota, helpottavat diabeteksen pitämistä tasapainossa. Nykyään Bayer Diabetes Care tarjoaa verrattoman valikoiman diabeteksen seurantajärjestelmiä ja laajan asiakastuen.

#### Ennakoivat lausunnot

Tässä tiedotteessa saattaa olla mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayer-konsernin tai Bayer-toimialan johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta [www.bayer.com](http://www.bayer.com). Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

---

<sup>i</sup> Centers for Disease Control and Prevention. National diabetes fact sheet: general information and national estimates on diabetes in the United States, 2003. [http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs\\_2003.pdf](http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2003.pdf).

<sup>ii</sup> Janssen M, Portalalin M, Wallace J, et al.: Ascensia WinGLUCOFACETS™ Professional Software Improves Diabetes Health Outcomes. J Diabetes Sci Technol 2007: 1:47-53.